



LIFE PULSE

VOTRE SANTÉ, C’EST NOTRE PRIORITE !



Ce bracelet de suivi de santé vous permet de surveiller votre fréquence cardiaque et votre taux de respiration facilement tout au long de la journée.

CONTENU DE LA BOITE

- 1x Bracelet de suivi de santé
- 1x Pile
- 1x Guide de démarrage rapide

MISE EN PLACE

- 1. Insérer la Pile :** Ouvrez le compartiment de la pile situé à l'arrière du bracelet. Insérez la pile fournie, en respectant les polarités (+/-) indiquées, puis refermez le compartiment.
- 2. Port du Bracelet :** Placez le bracelet autour de votre poignet.

UTILISATION QUOTIDIENNE

1. Mesure des Données :

Plusieurs fois par jour, selon les recommandations de votre médecin, posez doucement votre doigt sur le capteur situé sur le bracelet. Attendez 2 minutes.

2. Consultation des Données :

Pour consulter vos données de santé, connectez-vous sur le site dédié avec vos informations personnelles. Les données de votre bracelet seront automatiquement synchronisées et mises à jour.

ASSISTANCE

Pour toute question ou assistance, veuillez consulter notre site web pour contacter notre service client



meditab@gmail.com